






Rychlé testy na detekci pohlavně přenosných nemocí.

<p><u>Chlamydia test card, objednáč číslo 004A170</u> rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu <i>Chlamydia trachomatis</i> u žen z cervikálního stěru a u mužů ze stěru z močové trubice, nebo z ranní moče. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony se zvýšeným vztlínacím efektem, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. Charakteristika testu ve srovnání s PCR:</p> <table border="1" data-bbox="300 712 1077 840"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stěr z cervixu</th> <th>Stěr z uretry</th> <th>Moč u mužů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relativní senzitivita</td> <td>88,5%</td> <td>78,5%</td> <td>90,9%</td> </tr> <tr> <td>Relativní specifita</td> <td>96,7%</td> <td>92,9%</td> <td>>99%</td> </tr> <tr> <td>Správnost</td> <td>93,7%</td> <td>88,3%</td> <td>96,5%</td> </tr> </tbody> </table>		Stěr z cervixu	Stěr z uretry	Moč u mužů	Relativní senzitivita	88,5%	78,5%	90,9%	Relativní specifita	96,7%	92,9%	>99%	Správnost	93,7%	88,3%	96,5%	<p>10 minut</p> 
	Stěr z cervixu	Stěr z uretry	Moč u mužů														
Relativní senzitivita	88,5%	78,5%	90,9%														
Relativní specifita	96,7%	92,9%	>99%														
Správnost	93,7%	88,3%	96,5%														
<p><u>Streptococcus B-card, objednáč číslo 014D700</u> umožňuje přímou detekci antigenu streptokoku skupiny B ze stěru konečníku, spodní strany vagíny, kůže u novorozenců, nebo narostlých kultur. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, flokované odběrové tampony, jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. Test pomáhá k diagnostice chorob, způsobených bakteriemi rodu <i>Streptococcus</i>. Patogenní streptokoky jsou dávány do souvislosti s infekcemi projevujícími se bolestí v jícnu, impetigo, infekcemi močového traktu, revmatickou horečkou a chorobami ledvin. Citlivost testu je 1 x 10⁵ organismů/ml.</p>																	
<p><u>Treponema palidum (syfilis) - objednáč číslo 203002</u> test pro detekci IgM a IgG protilátek proti TP z plné krve, séra, plazmy. Protilátky jsou detekovatelné od 4.-7. dne od počátečního projevu infekce. Výsledek do 10 minut. Balení po 20 testech.</p>																	

<p><u>HIV</u> imunochromatografické testovací karty ke kvalitativní detekci antigenu p24 a protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidském séru, plazmě a krvi v jednom testu. Čas odečtu testu 20-30 min. Diagnostická senzitivita testu v rámci HIV pozitivní populace byla stanovena na 100%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>katalog.č.</th> <th>Druh výrobku</th> <th>počet testů v balení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7D2846</td> <td>testovací karty</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>7D2847</td> <td>testovací karty</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7D2227</td> <td>EDTA kapiláry pro kapilární krev</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>7D2247</td> <td>Promývací pufr pro plnou krev</td> <td>pro 100 testů</td> </tr> </tbody> </table>	katalog.č.	Druh výrobku	počet testů v balení	7D2846	testovací karty	20	7D2847	testovací karty	100	7D2227	EDTA kapiláry pro kapilární krev	100	7D2247	Promývací pufr pro plnou krev	pro 100 testů	  <p>Vyčkejte 20 minut</p>
katalog.č.	Druh výrobku	počet testů v balení														
7D2846	testovací karty	20														
7D2847	testovací karty	100														
7D2227	EDTA kapiláry pro kapilární krev	100														
7D2247	Promývací pufr pro plnou krev	pro 100 testů														
<p><u>Odběrové tampony pro muže obj. pod názvem.</u> Pro stěry u mužů, balení jednotlivě po 10 kusech, úzké, sterilní nylonové tampony se vzlínacím efektem.</p> <p><u>Odběrové tampony pro ženy obj. pod názvem.</u> Pro stěry u žen, balení jednotlivě po 10 kusech, silnější, sterilní nylonové tampony se vzlínacím efektem.</p>	