

## Bezpečnostní list

Podle nařízení REACH (EC) č. 1907/2006, příl.II

Obchodní jméno výrobku:

Test na drogy DrugControl MultiDip,  
Test na drogy DrugControl MultiLine,  
Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1,  
Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4,  
Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5,

Datum revize: 01.09.2017

Platný od: 01.09.2017

Verze: C

Nahrazuje verzi: B



1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku	
<b>1.1. Identifikace výrobku</b>	
Obchodní jméno: <b>Test na drogy DrugControl MultiDip, Test na drogy DrugControl MultiLine, Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1, Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4, Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5</b>	
Katalogové číslo: <b>008MLxxx, 008SLxxx, 008LC1xxx, 008LC4xxx, 008LC5xxx</b>	
REACH registrační číslo: -	
<b>1.2. Správné použití příslušné látky nebo směsi</b>	
Rychlý test pro profesionální in vitro diagnostiku. Test pro simultánní, kvalitativní detekci zneužití jakékoliv kombinace drog.	
<b>1.3. Podrobné údaje o zhotoviteli SDS (o výrobcí)</b>	
Výrobce: <b>ulti med Products (Deutschland) GmbH Reeshoop 1 22926 Ahrensburg Germany</b>	Telefon: 0049 4102 800 90 Fax: 0049 4102 500 82 Kontaktní osoba pro e-mail: M.W.Engel E-mail: info@ultimed.org Dosažitelnost na telefonu v úředních hodinách: Po – Čtv 8:00 – 16:30; Pá 8:00 – 14:00
<b>1.4. V případě mimořádných událostí</b>	
ČR: Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a LF UK, tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02	
SK: Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166	
<b>1.5. Údaje o distributorovi</b>	
Distributor ČR: JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 220 760	
Distributor SK: JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: +421 264 774 591	

2. Identifikace rizik	
<b>2.1. Klasifikace látky nebo směsi</b>	
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 příl. VII: - Klasifikace v souladu s nařízením 67/548/EEC nebo s nařízením 1999/45/EG: -	
<b>2.2. Údaje pro etiketu</b>	
<b>Etiketování v souladu s nařízením (EC) č.: 1272/2008</b>	
Piktogram: neuvádí se	
Signální slovo: neuvádí se	
Nebezpečné složky, které je třeba uvádět na etiketě: neuvádí se	
Standardní věty o nebezpečnosti: neuvádí se	
Pokyny pro bezpečné zacházení: neuvádí se	
<b>2.3. Další nebezpečí</b>	
Neuvádí se	

## Bezpečnostní list

Podle nařízení REACH (EC) č. 1907/2006, příl.II

Obchodní jméno výrobku:

Test na drogy DrugControl MultiDip,

Test na drogy DrugControl MultiLine,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5,

Datum revize: 01.09.2017

Platný od: 01.09.2017

Verze: C

Nahrazuje verzi: B



### 3. Složení / informace o složkách

#### 3.1. Látky

Tento výrobek je směs.

#### 3.2. Směsi

Složka	č. CAS	č. EINECS	Třída	Koncentrace
ProClin 300	613-167-00-5	-	GHS05, GHS07, GHS09 H302, H314, H317, H410	0,02%

Znění vět o bezpečném zacházení a o nebezpečnosti – viz kap. 16.

### 4. Pokyny pro první pomoc

#### 4.1. Popis první pomoci

Následující pokyny pro první pomoc jsou relevantní pouze pro případ vážné chyby, špatného použití, kdy se test rozloží a mohlo by dojít k expozici chemikáliemi uvolněnými z proužku.

Po vdechnutí	Nevyžaduje se.
Při kontaktu s kůží	Sundat znečištěný oděv, ihned omýt vodou a mýdlem. V případě, že došlo ke kontaktu s krví (poškozená kůže), nebo v případě, že se projeví nějaké symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při kontaktu s okem	Okamžitě oko promývat proudem vody, vyjmout kontaktní čočky a pokračovat ve vyplachování oka nejméně 15 minut. Neprodlelně vyhledejte lékařskou pomoc.
Po požití	Ústa vypláchněte důkladně vodou (v případě, že je postižená osoba při vědomí) a vyhledejte lékařskou pomoc. Ošetřete symptomaticky a podpůrně. Dojde-li ke zvracení, držte hlavu v poloze nižší než boky, aby se zabránilo vdechnutí.

#### 4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky (akutní i pozdější)

Neuvádí se.

#### 4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a speciálního ošetření

Neuvádí se.

### 5. Zásady hašení

#### 5.1. Hasící prostředky

Vhodná hasiva	Speciální požární postup se nevyžaduje.
Nevhodná hasiva	Použijte vhodné hasící metody s ohledem na okolní podmínky.

#### 5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z povahy látky/směsi

Neuvádí se.

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

Suchý chemický hasící přístroj.

### 6. Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vyvarujte se přímého kontaktu s pokožkou, očima, sliznicemi, používejte osobní ochranné prostředky – laboratorní plášť, jednorázové rukavice, obličejový štít/ochranné brýle.

#### 6.2. Opatření pro ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do životního prostředí.

## Bezpečnostní list

Podle nařízení REACH (EC) č. 1907/2006, příl.II

Obchodní jméno výrobku:

Test na drogy DrugControl MultiDip,

Test na drogy DrugControl MultiLine,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5,

Datum revize: 01.09.2017

Platný od: 01.09.2017

Verze: C

Nahrazuje verzi: B



<b>6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění</b>
Zamést koštětem.
<b>6.4. Odkazy na jiné kapitoly</b>
Sbírat materiál a zlikvidovat odpad podle kap.13.

## 7. Zacházení a skladování

<b>7.1. Opatření pro bezpečné zacházení</b>
<b>Všeobecná hygienická opatření:</b> Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a manipulaci s testy ani v oblasti, kde se testuje. Po použití si umyjte ruce. Kontaminovaný oděv a osobní ochranné prostředky odložte před vstupem do prostor, ve kterých se jí.
<b>7.2. Podmínky pro bezpečné skladování</b>
<b>Informace o podmínkách skladování:</b> Dodržujte skladovací podmínky uvedené na obalu. <b>Požadavky na skladovací prostory a nádoby:</b> Skladovat na chladném a suchém místě.
<b>7.3. Specifické použití</b>
Rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci drog v lidské moči (včetně amfetaminů, barbiturátů, benzodiazepinů, buprenorfinu, kokainu, marihuany, metadonu, metamfetaminů, metylendioxyamfetaminů, morfinu, tramadolu, ketaminu, fencyklidinu, propoxyfenu, nebo tricyklických antidepresiv, oxykodonu, kotininu, EDDP, fentanylu, syntetické marihuany, 6-mono-acet-morfinu, 3,4-metylendioxyamfetaminu, ETG, klonazepamu atd.).

## 8. Kontrola expozice / Osobní ochrana

<b>8.1. Kontrolované parametry</b>	
Produkt neobsahuje žádné složky s kritickými hodnotami, které by musely být monitorovány na pracovišti.	
<b>8.2. Kontrola expozice</b>	
<b>8.2.1. Odpovídající technické kontroly</b>	
Dodržujte ochranná a hygienická opatření dle správné laboratorní praxe. Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce.	
<b>8.2.2. Osobní ochranné prostředky</b>	
Obecná ochranná a hygienická opatření	Postupujte podle dobré laboratorní praxe. Umyjte si ruce po přestávce a po skončení práce
Ochrana dýchacích cest	Nevyžaduje se
Ochranné rukavice	Jednorázové rukavice
Kvalita rukavic	Latex/přírodní guma
Penetrační čas materiálu rukavic	Není kritický, v případě, že se s výrobkem nakládá dle návodu
Ochrana očí	Ochranné brýle
Ochranný oděv	Laboratorní plášť
<b>8.2.3. Kontrola expozice životního prostředí</b>	
Žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Viz kap.6 a 7!	

## 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

<b>9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.</b>	
Skupenství	pevné
Barva	bílá, některé části proužku jsou fialové.
Zápach	bez zápachu
Práh zápachu	nestanoven

## Bezpečnostní list

Podle nařízení REACH (EC) č. 1907/2006, příl.II

Obchodní jméno výrobku:

Test na drogy DrugControl MultiDip,

Test na drogy DrugControl MultiLine,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5,

Datum revize: 01.09.2017

Platný od: 01.09.2017

Verze: C

Nahrazuje verzi: B



Bod vznícení	nestanoven
Samovznícení	Není známo, že by se produkt samovznítil
Nebezpečí exploze	Neobsahuje látky, které by mohly způsobit nebezpečí exploze
Bod tání	Nestanoven
Bod varu	nestanoven
Tlak pár	nestanoven
Hustota (20°C)	nestanovena
pH při 20°C	nestanoveno
Rozpustnost ve vodě	téměř nerozpustný
<b>9.2. Jiné bezpečnostní informace</b>	
Nebyly stanoveny	

### 10. Stabilita a reaktivita

<b>10.1. Reaktivita</b>	
Stabilní v případě dodržení doporučených skladovacích podmínek.	
<b>10.2. Chemická stabilita</b>	
Všechny chemické látky v testovací soupravě jsou stabilní.	
<b>10.3. Možnost vzniku nebezpečných reakcí</b>	
Téměř nemožné.	
<b>10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit</b>	
Vysoká vlhkost a teplota mimo interval 2–30°C.	
<b>10.5. Neslučitelné materiály</b>	
Nejsou známy.	
<b>10.6. Nebezpečné produkty rozkladu</b>	
Data nejsou k dispozici.	

### 11. Toxikologické informace

<b>11.1. Informace o toxikologických účincích směsi</b>	
<b>Následující toxikologické informace jsou relevantní pouze v případě závažného zneužití, kdy došlo k rozložení testu a možné expozici chemickými látkami, které se nachází na testovacím proužku.</b>	
Akutní toxicita	Kvantitativní data o toxických účincích tohoto výrobku nejsou k dispozici.
Iritace	Dráždivé pro kůži a velmi dráždivé až žíravé pro oči. Při větší expozici může dojít k poškození očí, které vede k trvalým následkům, příp. slepotě.
Žíravost	Poleptání očí, při větší expozici může dojít k poškození očí. Nebezpečné při požití.
Senzibilizace	Obsahuje malé množství velmi zředěného konzervantu ProClin™ 300, který může mít senzibilizující účinky. I když potenciál alergické reakce je významně omezen ředěním, práh senzibilizace není znám. Proto zacházejte s tímto výrobkem odpovídajícím způsobem.
Toxicita opakované dávky	Data nejsou k dispozici.
Karcinogenita	Data nejsou k dispozici.
Mutagenita	Data nejsou k dispozici.
Reprodukční toxicita	Data nejsou k dispozici.

## Bezpečnostní list

Podle nařízení REACH (EC) č. 1907/2006, příl.II

Obchodní jméno výrobku:

Test na drogy DrugControl MultiDip,

Test na drogy DrugControl MultiLine,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5,

Datum revize: 01.09.2017

Platný od: 01.09.2017

Verze: C

Nahrazuje verzi: B



### 12. Ekologické informace

#### 12.1. Toxicita

Data nejsou k dispozici.

#### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Data nejsou k dispozici.

#### 12.3. Bioakumulační potenciál

Data nejsou k dispozici.

#### 12.4. Mobilita v půdě

Data nejsou k dispozici.

#### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Z hlediska posouzení chemické bezpečnosti se neprovádí.

#### 12.6. Jiné nežádoucí účinky

Data nejsou k dispozici.

### 13. Likvidace odpadů

#### 13.1. Metody likvidace

Výrobek:

Použitou testovací kazetu a ostatní kontaminovaný materiál likvidujte jako infekční biologický odpad. Postupujte podle vyhlášky platné v daném státě nebo v souladu s nařízeními dané společnosti. Aby se zajistilo dodržování předpisů, doporučujeme ohledně potřebných informací kontaktovat příslušné úřady (místní) a / nebo společnost oprávněnou k likvidaci odpadů.

Evropský katalog odpadů:

18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a likvidaci se vztahují speciální požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Obaly:

Likvidace musí být provedena v souladu s platnou vyhláškou o odpadech. Kontaminované obaly se likvidují stejným způsobem jako produkt sám. Obaly, které nejsou kontaminované mohou být recyklovány. Pro další informace kontaktujte svého lokálního distributora.

### 14. Informace pro přepravu

#### 14.1. UN-číslo

Nepoužívá se.

#### 14.2. Příslušný název UN pro zásilku

ADR/RID

Nepoužívá se.

IMDG-kód/ICAO-TIIATA-DGR

Nepoužívá se.

#### 14.3. Třída nebezpečnosti pro transport

Není nebezpečné zboží.

#### 14.4. Obalová skupina

Nepoužívá se.

#### 14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

ADR/RID/IMDG-kód/ICAO-TI/IATA-DGR: ne

Látka znečišťující moře: ne

#### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz kap. 6-8

#### 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a IBC-kód

Dodávka bude přijata pouze ve vhodném, schváleném obalu.

## Bezpečnostní list

Podle nařízení REACH (EC) č. 1907/2006, příl.II

Obchodní jméno výrobku:

Test na drogy DrugControl MultiDip,

Test na drogy DrugControl MultiLine,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 1 / Urine Cup Secure 1,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 4 / Urine Cup Secure 4,

Test na drogy - Uzavíratelný kelímkový močový test 5 / Urine Cup Secure 5,

Datum revize: 01.09.2017

Platný od: 01.09.2017

Verze: C

Nahrazuje verzi: B



### 15. Právní předpisy

#### 15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky/směsi

Nařízení EU           Nepoužívá se.

Nařízení národní    Nepoužívá se.

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Výrobek není předmětem posouzení chemické bezpečnosti.

### 16. Ostatní informace

#### Obecné informace

Informace a doporučení uvedené v tomto bezpečnostním list (MSDS) vycházejí ze spolehlivých zdrojů. Odpovědnost za použití výrobku a využití informací z bezpečnostního listu (MSDS) je na konečném uživateli.

#### Standardní věty o nebezpečnosti:

**H302** – Zdraví škodlivý při požití.

**H314** – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

**H317** – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**H410** – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

#### Legenda

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

(Dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici)

RID: Reglement internationale concernent le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

(Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous goods (Mezinárodní námořní kodex nebezpečného zboží)

IATA: International Air Transport Association (Asociace mezinárodní letecké dopravy)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - (Chemical Abstracts Service (součást American Chemical Society))